



## FOTEL DO DIALIZ FK-01M



**ŻYWIECKA  
FABRYKA  
SPRZĘTU  
SZPITALNEGO  
FAMED S.A.**



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych



Zagłówki



Fotel w wersji z podłokietnikami (opcja)



Ruhome oparcie stóp

**DANE TECHNICZNE:**

Długość x szerokość leża	2250 x 550 mm
Regulacja wysokości siedziska	570 do 880 mm
Regulacja oparcia pleców	-6° do 70°
Regulacja segmentu podudziowego	-35° do 6°
Przechył Trendelenburga	6°
Dopuszczalne obciążenie	175 kg
Zasilanie	230 V~, 50/60 Hz

**FOTEL DO DIALIZ FK-01M** przeznaczony jest do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas przeprowadzania dializy lub podawania cytostatyków. Może być także wykorzystywany w stacjach krwiodawstwa. Fotel posiada regulację wysokości siedziska, nachylenia oparcia pleców i segmentu podudzia. Regulacja poszczególnych funkcji fotela realizowana jest przez siłowniki elektromechaniczne sterowane z łatwo dostępnego pilota przewodowego mocowanego zamiennie na obu podpórkach ręki. W standardowym wyposażeniu fotela znajdują się dwa zagłówki. Fotel jest wyposażony w dwie podpórki ręki z przegubem kulowym mocowane po obu stronach siedziska na listwach. W opcji fotel może posiadać w miejsce podpórek rąk dwa podłokietniki. Segment podudzia wyposażony jest w oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Fotel jest mobilny dzięki zastosowaniu kół jezdnych, z których każde posiada blokadę jazdy i obrotu. Konstrukcja metalowa pokryta jest lakierem proszkowym i zabudowana osłonami z tworzywa termoplastycznego. Siedzisko, oparcie pleców i segment podudzia pokryte są skajem lub tkaniną paroprzepuszczalną, w bogatej kolorystyce określonej we wzorniku Famed S.A. Zastosowane materiały tapicerskie, elementy tworzywowe, jak również powłoki ochronne lakierowane i chromowane są łatwe do utrzymania w czystości i mogą być dezynfekowane.



**ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED S.A.**

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec    Telefon: centrala (033) 866 62 00  
Fax: (033) 861 48 37, poczta głosowa: (033) 866 63 08  
Dział sprzedaży: (033) 866 63 00...02; fax: (033) 861 30 79  
Internet: [www.famed.com.pl](http://www.famed.com.pl), e-mail: [market.famed@famed.com.pl](mailto:market.famed@famed.com.pl)

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

Edycja: 2807