

# FENIKS ED US-03.3



CE  
0537



Unit elektryczny, zawieszony i zsynchronizowany z fotelem.

**BLOK SPLUWACZKI:** Ruchomy, odchylany o 90° posiada porcelanową, wymiową misę, punkt napełniania kubka ciepłą i zimną wodą, funkcję omywania misy, ślinociąg wodny oraz wewnętrzny obieg wody destylowanej.

**FOTEL:** Beskidy 30 (FD-03.3), sterowany z pulpitu lekarza i sterownika nożnego posiada pamięć pozycji wyjściowej „0”, pozycji ratunkowej Trendelenburga i 4 dodatkowych ustawień, blokadę najazdową oraz blokadę ruchu fotela w czasie pracy unitu. Zagłówek z dwustopniową regulacją umożliwia pracę z dziećmi i osobami na wózku inwalidzkim. Bezszywowa tapicerka fotela dostępna w wielu kolorach jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Skrzynka przyłączeniowa unitu umieszczona jest wewnątrz fotela.

**PULPIT:** Ramię pantografowe pulpitu o szerokim zasięgu ruchów wyposażone jest w hamulec pneumatyczny. Istnieje możliwość rozbudowy do 6 rękawów „od dołu”. Mikroprocesorowy panel sterujący umożliwia: regulację prędkości obrotów mikrosilnika /60–40 000 obr./min / i mocy skalera, stabilizację obrotów mikrosilnika elektrycznego oraz zmianę kierunku obrotów, włączanie i wyłączenie spraju, podświetlenia narzędzi, uruchamianie funkcji „endo” dla skalera i „zyromatic” dla mikrosilnika, programowanie czasu napełniania kubka i omywania misy spluwaczki, sygnalizację świetlną załączonej funkcji, pamięć ustawień dla poszczególnych instrumentów (nawet po wyłączeniu unitu), płynną regulację natężenia oświetlenia lampy. Unit posiada system zapobiegający powrotowi wody z końcówek i czujnik ciśnienia wody zabezpieczający unit przed uszkodzeniem.

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:** Mikrosilnik elektryczny z kątnicą oraz turbina bez światła, skaler piezoelektryczny, 3-funkcyjna dmuchawko-strzykawka, kompresor bezolejowy, sterownik nożny z funkcją przedmuchu końcówek – wspólny dla unitu i fotela, halogenowa, bezcieniowa lampa oświetleniowa o dwustopniowej regulacji natężenia oświetlenia (8 000 lx– 21 500 lx), wymiowana, metalowa taca na narzędzia.

**OPCJE:** Końcówki ze światłem, prostnica, kątnice zwalniające i przyspieszające, lampa polimeryzacyjna, piaskarka, 6-funkcyjna dmuchawko-strzykawka, kamera wewnętrzna i monitor LCD, kompresory bezolejowe: jedno i wielostanowiskowe wraz z obudowami wyciszającymi, sterownik nożny z płynną regulacją obrotów mikrosilnika, lampa oświetleniowa o max natężeniu 25 000 lx, negatoskop, wyświetlacz funkcji, stolik asysty z klawiaturą sterującą funkcjami fotela, lampy i spluwaczki, ślinociąg powietrzny, system ssaka z pompą ssącą, separator amalgamatu, półka na maszynie lampy. Fotel posiada opcję prawego, odchylanego podgrzeczka.