



ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z POZYCJĄ FOTELOWĄ LR-07

**ŻYWIECKA
FABRYKA
SPRZĘTU
SZPITALNEGO
FAMED S.A.**





Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej bezpieczeństwa urządzeń medycznych



Regulacja przesuwu szczytu łóżka oraz dźwignia regulacji segmentu leża



Krzączek odbojowy i regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z POZYCJĄ FOTELOWĄ LR-07 przeznaczone jest do wyposażenia oddziałów intensywnej opieki, kardiologicznych i neurochirurgicznych. Regulacja nachylenia oparcia pleców oraz segmentu nóg umożliwia uzyskanie pozycji fotelowej. Łóżko posiada płynną regulację wysokości leża, pochylenia segmentu oparcia pleców i segmentu oparcia nóg. Istnieje możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Zastosowane siłowniki hydrauliczne i sprężyny gazowe stwarzają komfort użytkowania dla pacjenta i personelu medycznego. Cztery koła jezdne posiadają centralną blokadę. Jedno z kół jest kołem kierunkowym. Konstrukcja leża umożliwia monitorowanie i wykonywanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie masażu serca. Powłoki lakiernicze proszkowe oraz galwaniczne chromowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Proponowane wyposażenie dodatkowe: materac, wieszak kroplówki, poręcze boczne.

DANE TECHNICZNE:

Długość x szerokość (z odbojami)	2100 x 900 mm
Wysokość leża	470 do 780 mm
Kąt odchylenia oparcia pleców	70°
Kąt odchylenia oparcia uda	45°
Pozycja Trendelenburga	23°
Pozycja anty-Trendelenburga	12°



Wydanie: 2204

Zdjęcia: M. Plewiński, projekt: K. Tkaczyk, Studio Oko, Kraków
Zastrzeżenie: możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED S.A.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec Telefon: centrala (033) 866 62 00
Fax (033) 861 48 37, poczta głosowa (033) 866 63 08
Dział sprzedaży (033) 866 63 00...02; fax (033) 861 30 79;
Internet: www.famed.com.pl, e-mail: market.famed@famed.com.pl